

ЭКОНОМИЯ ДО 17%!




Расходные материалы Eppendorf - скидки до 17%!

Приобретайте расходные материалы Eppendorf со скидками!

До 30 ноября 2016 года действует акция на наконечники eрT.I.P.S.[®] Dualfilter и eрT.I.P.S.[®] Bulk (в пакетах), а также на пробирки Eppendorf Quality™ объемом от 0,5 до 50 мл.

Подробности акции у наших дилеров!

Наконечники eрT.I.P.S.[®] Dualfilter



- > Двухслойный фильтр обеспечивает двойную защиту от аэрозолей и биомолекул
- > Двойная защита дозатора и образца
- > Не содержит ингибиторов ПЦР
- > Поставляются в классах чистоты Eppendorf PCR clean/ Sterile (стерильно и апиrogenно)

Наконечники eрT.I.P.S.[®] Bulk



- > Поставляются в объемах от 10 мкл до 10 мл в классе чистоты Eppendorf Quality
- > eрT.I.P.S.[®] Standard можно автоклавировать при температуре 121 °С
- > Упакованы в пакеты с застежкой „молния“

Пробирки Eppendorf Quality™



- > Диапазон объемов: 0,5/1,5/2,0/5,0/15,0/50,0 мл
- > Крышка пробирки легко открывается и закрывается
- > Высокая стойкость к воздействию химических веществ, механическим воздействиям и экстремальным значениям температуры
- > Производится без использования антифрикционных добавок, пластификаторов и биоцидов
- > Стабильность при центрифугировании с ускорением до 30 000 x g (для пробирок 0,5/1,5/2 мл)