

СКИДКИ ДО 13%!



13 - счастливое число!

Скидки на оборудование Eppendorf

- > CO₂-инкубаторы Eppendorf (New Brunswick) серии Galaxy® и CellXpert®
- > Шейкер-CO₂-инкубатор New Brunswick™ S41i
- > Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New Brunswick):
CryoCube® F570, CryoCube® FC660, HEF® U410, серия Innova®

Акция действует с 1 февраля по 15 декабря 2019 года!
Подробности акции у наших официальных дилеров.

Шейкер-CO₂-инкубатор New Brunswick™ S41i

- > Платформа шейкера позволяет устанавливать пробирки и колбы объемом до 4-х л.
- > Скорость вращения 25–400 об./мин.
- > Высокотемпературная дезинфекция.
- > Установка до 2-х полок для параллельного статического культивирования.
- > Точный контроль температуры и концентрации CO₂.



-13%

CO₂-инкубатор Eppendorf (New Brunswick) Galaxy® 48 R

- > Объем 48 литров.
- > Низкий расход CO₂ (O₂).
- > Бесшовная камера из нержавеющей стали.
- > Высокотемпературная дезинфекция (опция).
- > Контроль уровня O₂ для исследований в условиях гипоксии/гипероксии (опция).
- > 4-х или 8-ми секционные внутренние двери (опции).
- > Сделано в Германии.



-13%

CO₂-инкубаторы Eppendorf серии CellXpert®

- > Объем 170 л.
- > Однородность температуры, проверенная несколькими температурными датчиками в 27 точках (немецкий стандарт DIN 12880).
- > Быстрое восстановление температуры и CO₂ в камере после закрытия двери.
- > Конструкция без вентилятора: больше внутреннего пространства, отсутствие вибрации и воздушных потоков из внешней среды.
- > Высокотемпературная дезинфекция при 140 °C (модель C170) или 180 °C (модель C170i)



-7%



Низкотемпературные морозильники Eppendorf (New Brunswick)

-13%



- > Надежное и длительное хранение образцов при температуре до -86°C .
- > Объемы от 101 до 760 л.
- > Вертикальное или горизонтальное исполнение
- > Система рэков и криобоксов.
- > Возможность установки самописцев и резервной системы охлаждения с N_2/CO_2 .
- > Экономия до 50% электроэнергии и низкий уровень шума.



> Магнитные замки на внутренних дверях упрощают доступ к образцам и обеспечивают сохранность образцов

> Гладкий и гибкий уплотнитель внешней двери для надежной изоляции
> Уплотнитель легко и удобно мыть

> Широкий выбор рэков и штативов для разных типов пробирок и образцов обеспечивает максимально эффективное использование внутреннего пространства



Узнайте больше о продукции Eppendorf на сайте: www.eppendorf.ru



Амплификатор Mastercycler® X50




Конические пробирки на 15 и 50 мл



Центрифуга 5920 R



Серологические пипетки



Новый термоблок SmartExtender



Пробирки объемом 5 мл



Штативы и боксы для хранения



Диспенсеры Multipipette® E3x



Культуральный пластик CCCadvanced™

Контактная информация:

ООО «Эппендорф Раша» Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
E-mail: info@eppendorf.ru Тел.: +7 495 743 51 23 Факс: +7 495 743 51 22