

Акция!
С 1 марта по 15 декабря 2020 г.

eppendorf

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Ваши образцы - это важно!

Экономия 20%



Предложения для ПЦР

Экономия 15%



Центрифуги 59xx, 5425
и термомиксеры

Экономия 20%



Электронные дозаторы
Xplorer®/Xplorer® plus

Ваши образцы - это важно!

Erpendorf знает, какую ценность имеют ваши образцы и какие усилия необходимы для их получения. При разработке продукции мы заботимся об обеспечении сохранности и воспроизводимости образцов.



Работа с жидкостями

Нашим стандартом является высочайшее качество. Однако не все расходные материалы одинаковы...

> Дозаторы и наконечники: высочайшее качество Erpendorf



Центрифугирование

> Защита термочувствительных проб
> Экономия места и средств благодаря универсальному ротору
> Сокращение рисков при работе с образцами, в том числе, риска контаминации



Для защиты ваших образцов Eppendorf предлагает широкий ассортимент продукции и решений для повседневной работы в лаборатории: от расходных материалов до оборудования.




SafeCode® System

- > Возможность отслеживания
- > Документирование
- > Интуитивно понятные опции сканирования

ПЦР и подготовка проб

- > Повышение воспроизводимости ПЦР
- > Экономия времени и средств: оптимизация процедуры проведения ПЦР
- > Универсальность при смешивании и нагревании образцов





Алюминий защищает ваши образцы и окружающую среду

24-местная центрифуга 5425 была разработана с учетом стандартных задач в области молекулярной биологии, микробиологии и биохимии. Центрифуга может быть укомплектована 6 различными роторами для различных применений.

- > Без риска загрязнения пробы благодаря концепции пассивного охлаждения
- > Практически бесшумная: 45 дБ(А)
- > Средняя продолжительность работы 12 минут – без ущерба температурной стабильности пробы
- > Роторы для объемов 1,5 / 2,0 мл, 5 мл, и максимум 96 x 0,2 мл



Экологически рациональная переработка
Угловые роторы в основном изготавливаются из алюминия. Этот материал может быть переработан и повторно использован.



Самое лучшее для ваших образцов

> Скидка 15% на микроцентрифугу 5425 в комплекте с ротором FA 24x2





Стандарт безопасности, удобства и бесперебойной работы

Серия центрифуг 59xx отличается универсальностью и вместимостью благодаря бакетным и угловым роторам. Центрифуга 59xx объемом 4 литра позаботится о чувствительных клетках, а ее низкий уровень шума сделает вашу работу более комфортной и безопасной.

- > Высочайшая сохранность образца благодаря отсутствию снижающих трение добавок, пластификаторов и биоцидов в пробирках и планшетах Eppendorf
- > Усовершенствованное управление температурой для повышения энергоэффективности и защиты проб

Разница загрузки: максимум 1,100 г



У ротора S-4xUniversal для центрифуги 5910 R разница загрузки составляет максимум 1,100 г на 2 соседних бакетах. Это позволяет масштабировать образцы при работе с большими объемами клеточных культур.



Поперечный разрез ротора FA-45-6-30. Детали из металла изготавливаются полиимидами для улучшения теплопроводности, уменьшения веса и повышения удобства работы.



Воспользуйтесь преимуществами многофункциональных центрифуг

- > Скидка 15% на центрифугу 5910 R в комплекте с ротором FA-6x250 (GLP*)
- > Скидка 15% на центрифугу 5920 R и ротор S-4x1000 в комплекте с круглыми бакетами (GLP*)



Совершенство ПЦР для вашей пробы

Mastercycler® X50: эффективная ПЦР

Mastercycler X50 является оптимальным инструментом для ПЦР с высоким выходом при работе со стандартными форматами, если требуется высокая скорость проведения реакции или повышенная производительность.

Преимущества


- > Быстрая ПЦР выполняется менее чем за 40 мин: скорость нагревания макс. 10°C/с
- > Быстрое и простое интуитивное программирование с сенсорным дисплеем
- > Воспроизводимые результаты без привязки к конкретным условиям
- > Оптимизация температуры отжига и денатурации проб благодаря инновационному 2D-градиенту
- > Возможность подключения до 10 устройств или объединения в сеть до 50 устройств

Mastercycler® nexus: исключительная гибкость

Mastercycler nexus с его разнообразными версиями блоков является надежным партнером при работе с пробами, если требуется максимальная гибкость используемого формата.

Преимущества

- > Универсальность в использовании ваших расходных материалов: планшетов, пробирок и стрипов
- > Опциональные блоки с технологией градиента SteadySlope® для оптимизации ПЦР
- > Оптимизация температуры отжига и денатурации проб благодаря инновационному 2D-градиенту
- > Возможность подключения до 3-х устройств к сети



Планшеты Eppendorf twin.tec®

- > Убедитесь, что вы выбираете расходные материалы для ПЦР наилучшего качества.



Уменьшенное потребление энергии

Mastercycler X50 потребляет очень мало энергии - всего 0,144 кВт/ч на один цикл ПЦР. Это на 30-70 % меньше по сравнению с большинством других амплификаторов и позволяет экономить энергию и сокращать эксплуатационные расходы.



Предложения для ПЦР - экономия 20%

- > Скидка 20 % на модели Mastercycler X50
- > Скидка 20% на Mastercycler nexus (включая устройства eso)
- > Скидка 20 % на ПЦР-планшеты twin.tec. с 96 и 384 лунками





Преимущества универсальности

Еppendorf ThermoMixer®: перемены происходят быстро!

Рабочие процессы в лаборатории развиваются каждый день. Различные объемы проб, температуры процессов инкубации и скорости перемешивания требуют соответствующего оборудования. Узнайте больше о термомиксере ThermoMixer® Eppendorf и его способности отвечать быстро меняющимся требованиям вашей лаборатории.

Нужна вторая температура для инкубации?

SmartExtender обеспечивает вторую, независимо контролируруемую, температуру для инкубации проб.

Работаете с неравномерным смешиванием?

Вы работаете с планшетами (96 или 384 лунки) или пробирками объемом до 50 мл? С помощью MixMate® вы сможете в считанные секунды надлежащим образом смешать ваши пробы.

Преимущества

- > Технология перемешивания Eppendorf 2^DMix-Control обеспечивает однородность образцов
- > Постоянные условия реакции для оптимального процесса ферментирования вашей пробы
- > Беспроводное соединение с автоматическим распознаванием и управлением для удобства использования
- > SmartBlock QuickRelease для легкой замены блока




Один за всех ...и все за одного!

ThermoMixer® Eppendorf позволяет объединить для работы множество типов расходных материалов всего в одном приборе! Универсальность и экономия: один инструмент, много блоков.



Специальное предложение - экономия 15%

- > Скидка 15% на термомиксер Eppendorf ThermoMixer C
- > Скидка 15% на термомиксер MixMate



Верхушка айсберга: влияние наконечников на результаты



Попробуйте наши электронные дозаторы



> Скидка 20% на электронные дозаторы Xplorer® и Xplorer® plus: одно-, 8-, 12-, 16-, 24-канальные дозаторы, объемы от 0,5 мкл до 10 мл.

Знаете ли вы о зависимости результата эксперимента от качества наконечников?

Вы хотели бы знать, насколько важны совершенные форма, геометрия и качество наконечника?

Взгляните на различия между обычным и качественным наконечником для дозатора и оцените последствия для последующих применений.

Выше приведены изображения наконечников разного качества

> На центральном изображении показан качественный наконечник. Отверстие имеет хорошую форму, и на его функцию не оказывают негативного влияния ошибки при производстве.

> На изображениях справа и слева изображены излишки материала, образованные во время штамповки или сварки вследствие неотлаженного процесса литья под давлением, в результате чего существует опасность отклонения остатков жидкости, а также ее удержания из-за неравномерного диаметра фронтальных участков.

> Более подробная информация на сайте:

www.eppendorf.com/tip-of-the-iceberg

Закажите бесплатный образец!

www.eppendorf.com/sample-request

Контактная информация:

ООО «Эппендорф Раша»
Россия, 115114, Москва,
Дербеневская наб., 11, офис Б301
Тел.: +7 (495) 743 51 23
info@eppendorf.ru, www.eppendorf.ru



Сокращение повторов экспериментов

Минимизируйте выщелачивание из ваших расходных материалов. Сократите повторы экспериментов из-за побочных эффектов: меньше использования расходных материалов и меньше затрат.