

advantage www.eppendorf.com/advantage

Откройте новую 5 мл систему для работы с образцами!

Знаете ли Вы? Дополнительные принадлежности для работы с 5 мл пробирками доступны для следующих приборов: Центрифуги 5702/R/RH, 5804/R, 5810/R; Eppendorf ThermoMixer® C, Eppendorf Thermomixer® comfort, Eppendorf ThermoStat™ plus, Eppendorf ThermoStat™ C; eрMotion®. Свяжитесь с нами для модификации Вашего оборудования Eppendorf!

Контактная информация:
ООО „Эппендорф Раша“ Россия, 115114,
Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
info@eppendorf.ru Тел./Факс: +7 495 743 51 23/22


Eppendorf AG 22331 Hamburg, Germany
eppendorf@eppendorf.com

www.eppendorf.com/advantage

Eppendorf®, логотип Eppendorf, eрMotion®, Eppendorf Research®, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Thermomixer®, Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf Tubes®, eрT.I.P.S.® - зарегистрированные торговые марки Eppendorf AG, Германия. Eppendorf Advantage™, Eppendorf Quality™ и Eppendorf ThermoStat™ - торговые марки Eppendorf AG, Германия. Указана экономия по сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу. Некоторое количество наборов доступно при наличии товара. Предложения могут различаться в разных странах. Технические спецификации могут меняться. Все права защищены, включая графику и фотографии. Copyright © 2014 by Eppendorf AG, Германия.

eppendorf

advantage Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2014



Попробуйте 5 мл

Комплексные решения
для работы с образцами объемом до 5 мл

Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2014



Та же самая форма, великолепные характеристики! Классическая пробирка Eppendorf 1.5 мл и пробирка Eppendorf 5 мл

Новая классика

Теперь при работе с образцами объемом от 2 до 5 мл Вы можете рассчитывать на те самые исключительные свойства, которые сделали классические пробирки Eppendorf Tubes® 1.5 мл мировым стандартом высокого качества.

Эффективное и простое дозирование, бережное смешивание, инкубирование, безопасное центрифугирование и хранение в широком диапазоне температур от -86°C до 80°C - пробирка Eppendorf 5 мл прекрасно подходит для всех этапов работы. Форма дна нашей пробирки полностью идентична дну конической пробирки на 15 мл. Поэтому с пробирками Eppendorf 5 мл можно работать на многих приборах и с аксессуарами, которые уже есть в Вашей лаборатории, без дополнительных принадлежностей или используя адаптер.

Благодаря разнообразию дополнительных принадлежностей, пробирка Eppendorf Tube 5 мл может быть использована во всех рабочих процессах лаборатории.

Попробуйте 5 мл!

Уделите пять минут изучению наших новых предложений Eppendorf Advantage™, которые позволят оборудовать Вашу лабораторию комплексными решениями для работы с образцами до 5 мл на очень выгодных условиях.

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл, PCR clean. Экономьте до 25 %!

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл - новое уникальное решение для работы с образцами среднего объема. Набор включает в себя дозатор нашей самой популярной линейки Eppendorf Research® plus переменного объема, 0.5-5 мл. Мы добавили в набор 500 наконечников ерТ.І.Р.С.® 0.1–5 мл, 200 пробирок Eppendorf на 5 мл, 2 штатива для пробирок на 5 мл и 1 бокс наконечников ерТ.І.Р.С. Vox (все стандарта Eppendorf Quality™) - Вы можете приступить к работе немедленно.

Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высокопроизводительными роторами. Экономьте до 15 %!

Наши микроцентрифуги 5430 и 5430 R (с охлаждением) в комплекте с высокопроизводительными роторами доступны в ограниченном количестве. Воспользуйтесь преимуществами большой вместимости 48-местного ротора для 1.5/2 мл пробирок, а также попробуйте специальный 16-местный ротор для работы с пробирками на 5 мл. Дополнительно комплект включает 200 пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл.

Центрифуга 5427 R в комплекте с высокопроизводительными роторами. Экономьте до 15 %!

Новый комплект включает центрифугу 5427 R, высокопроизводительный ротор для 48 пробирок на 1.5/2 мл, 200 пробирок на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл.

Стартовый набор Eppendorf Tubes® 5 мл, PCR clean. Экономьте до 28 %!

Этот популярный набор включает 400 пробирок на 5 мл (PCR clean), 2 штатива для пробирок на 5 мл и 8 универсальных адаптеров для роторов для 15 мл конических пробирок.

Скидка по сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов.

**Стартовый набор для образцов до 5 мл, PCR clean.
Экономия до 25%!**



Стартовый набор для образцов до 5 мл: универсальные решения для пробоподготовки при работе с образцами до 5 мл.

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл:

- > 1 дозатор переменного объема Research plus 0.5–5 мл,
- > 5 пакетов по 100 наконечников ерТ.I.P.S. 0.1–5 мл, стандарт Eppendorf Quality™ (500 наконечников),
- > 1 штатив с наконечниками ерТ.I.P.S. (вкл. 24 шт 0.1–5 мл),
- > 2 пакета по 100 пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт Eppendorf Quality,
- > 2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).



При работе с пробирками 5 мл (в отличие от 15 мл конических пробирок) наконечник достает до дна пробирки, при этом сам дозатор не погружается. Образец или супернатант можно полностью отобрать из пробирки при минимальном риске контаминации.

Новинка! Стартовый набор для образцов до 5 мл

Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл – это универсальное и тщательно продуманное решение для пробоподготовки при работе с образцами до 5 мл. Ультралегкий автоклавируемый дозатор Research plus характеризуется высокой точностью и удобством в работе. В комплект поставки также входят 500 соответствующих наконечников ерТ.І.Р.С. в повторно закрывающихся пакетах, автоклавируемый штатив ерТ.І.Р.С. Вох, 500 пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 подходящих для них штатива.

Воспользовавшись нашим выгодным предложением, Вы сможете легко интегрировать 5 мл систему Eppendorf в работу Вашей лаборатории.

Экономьте 25%* со Стартовым набором для образцов объемом до 5 мл: новое специализированное решение для работы с образцами среднего объема.

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия*
Стартовый набор для образцов объемом до 5 мл	3120 000.933	25 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу.

Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высокопроизводительными роторами. Экономия до 15%!



Одна центрифуга, два ротора: Центрифуга 5430 с ротором на 48 мест для пробирок на 1.5/ 2 мл и 16-местным ротором для пробирок Eppendorf на 5 мл. Возможен такой же комплект с моделью 5430 R!

Комплект включает:

- > 1 центрифугу 5430 или центрифугу с охлаждением 5430 R; контрольная панель с ручками,
- > 1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 1.5/2 мл; 18 210 x g/12 700 об/мин),
- > 1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-16-17 (16 x 5 мл; 21 190 x g/14 200 об/мин),
- > 1 набор пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт Eppendorf Quality (200 пробирок),
- > 2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).

Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высокопроизводительными роторами

Для флагманских моделей микроцентрифуг Eppendorf 5430 и 5430 R (с охлаждением) мы предлагаем на выбор 12 различных роторов для самого широкого спектра применений. Сейчас некоторые из них доступны в составе нашего Комплекта. Испытайте все преимущества высокопроизводительного ротора на 48 мест для пробирок на 1.5/ 2 мл. Откройте для себя новые возможности - центрифугируйте пробирки Eppendorf на 5 мл с новым 16-местным ротором. Оба ротора снабжены крышкой QuickLock® и закрываются одним движением руки. В Комплект входят также 200 пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл.

Экономьте 15%*, приобретая Центрифуги 5430/5430 R в комплекте с высокопроизводительными роторами.

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия*
Центрифуга 5430 в комплекте с высокопроизводительными роторами, 230 В/50–60 Гц**	5427 000.810	15 %
Центрифуга 5430 R в комплекте с высокопроизводительными роторами, 230 В/50–60 Гц**	5428 000.716	15 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу.

**Если Вам необходимы модели для другого напряжения в сети, свяжитесь с нами.

**Центрифуга 5427 R в комплекте с высоко-
производительными роторами. Экономия до 15%!**



Одна центрифуга, два ротора: Центрифуга 5427 R с ротором на 48 мест для пробирок на 1.5/ 2 мл и 12-местным ротором для пробирок Eppendorf на 5 мл.

Комплект включает:

- > 1 центрифугу 5427 R,
- > 1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 1.5/2 мл; 18 210 x g/12 700 об/мин),
- > 1 аэрозольнепроницаемый ротор FA-45-12-17 (12 x 5 мл; 20 600 x g/14 000 об/мин),
- > 1 набор пробирок Eppendorf на 5 мл, стандарт Eppendorf Quality (200 пробирок),
- > 2 штатива для пробирок на 5 мл (на 16 мест, белые).



Аэрозольнепроницае-
мый ротор FA-45-12-17
для 12 пробирок
Eppendorf на 5 мл,
с крышкой ротора
QuickLock®, легко
закрывающейся одним
движением руки.

Центрифуга 5427 R в комплекте с высокопроизводительными роторами

Никогда еще работа не была такой простой! Наша центрифуга 5427 R – это идеальный выбор для высококлассных научных исследований. Предлагаем центрифугу в комплекте с роторами (количество комплектов ограничено).

Испытайте все преимущества высокопроизводительного ротора на 48 мест для пробирок на 1.5/ 2 мл. Откройте для себя новые возможности - центрифугируйте пробирки Eppendorf на 5 мл в новом 12-местном роторе. В комплект входят также 200 пробирок Eppendorf на 5 мл и 2 штатива для пробирок на 5 мл.

Экономьте 15%*, приобретая Центрифугу 5427 R в комплекте с высокопроизводительными роторами.

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия*
Центрифуга 5427 R в комплекте с высокопроизводительными роторами, 230 В/50–60 Гц**	5409 000.411	15 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу.

**Если Вам необходимы модели для другого напряжения в сети, свяжитесь с нами.

**Пробирки Eppendorf Tubes® 5 мл. Стартовый набор.
Экономьте до 28%!**



Пробирки Eppendorf Tubes® 5 мл, Стартовый набор: 400 пробирок + 8 универсальных адаптеров + 2 штатива*

*масштаб не выдержан

Стартовый набор включает:

- > 400 пробирок Eppendorf на 5 мл, PCR clean,
- > 8 универсальных адаптеров для роторов с отверстиями под 15 мл конические пробирки,
- > 2 штатива на 5 мл (на 16 мест, белые).

Сертифицированная степень чистоты »PCR clean«

- > Расходные материалы PCR clean не содержат человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР.
- > Для ПЦР или других реакций, на ход или результат которых может повлиять присутствие ДНКаз или РНКаз.

Eppendorf Tubes® 5 мл

Стартовый Набор, PCR clean

Пробирки Eppendorf на 5 мл – идеальное решение для удобной и безопасной работы с образцами среднего объема (от 2 мл до 5 мл). При использовании таких пробирок Вы получаете множество преимуществ, а благодаря разнообразию дополнительных принадлежностей они легко интегрируются в работу Вашей лаборатории.

- > Откидная крышка для уменьшения испарения образца.
- > Удобная работа одной рукой.
- > Прозрачный полипропилен исключительно высокого качества, не содержащий пластификаторов, биоцидов и смазочных агентов.
- > Центрифугирование до 25 000 x g для быстрых протоколов.

Преимущества использования:

- > Высокий выход при выделении ДНК, особенно если количество материала ограничено.
- > Удобная и безопасная работа с клетками.
- > Более простой доступ к образцу снижает риск контаминации.
- > Приготовление буферов и макстермиксов.
- > Для хранения требуется меньше места.
- > Безопасный лизис клеток и тканей.

Воспользуйтесь выгодным предложением сейчас и сэкономьте до 28%* со стартовым набором пробирок на 5 мл Eppendorf Tubes 5 мл, PCR clean.

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия*
Стартовый набор Eppendorf Tubes® 5 мл, PCR clean	0030 119.380	28 %

*По сравнению с суммарной стоимостью отдельных продуктов по прайс-листу.